

CARBOSSI ETNA

con gas riscaldato

CO2 Injection Carboxy

- Occhiaie
- Riduzione della cellulite
- Riduzione del grasso localizzato e del peso
- Cicatrici da acne e lassità cutanea Riduzione delle rughe
- Etc...



Controllo preciso di
Volume di iniezione di CO2



Rafforzare il
metabolismo dei tessuti locali



Lavorazione asettica
Salute e sicurezza

Carbossi di iniezione di CO2
Modello:X2

NHC
Medical & Beauty



Carbossi
Seconda generazione

Design moderno e interfaccia intelligente.

Facile da controllare.

Schermo tattile facile da usare.

Gas riscaldato e Trattamento indolore

Controllo preciso del volume di CO2 iniettato.

Interruttore a pedale facile e sicuro da usare.



CARBOSSI ETNA

con gas riscaldato

Carbossi di iniezione di CO2
Modello:X2

Vantaggi

Adatto a diverse parti del corpo



Prima

Dopo



Prima

Dopo



Principio di funzionamento

La Carbossiterapia consiste nell'introduzione intradermica o sottocutanea di anidride carbonica medica (CO2) ed è indicata per svariati campi di applicazione:

- **Dimagrire e ridurre la cellulite più velocemente che mai.**
- **Lassità cutanea, migliora l'elasticità della pelle**
- **Migliora la circolazione**
- **Gonfiore, Occhiaie**
- **Depositi adiposi localizzati**
- **Smagliature**
- **Ulcere**
- **Psoriasi**
- **Alopecia**

- **Proliferazione (crescita di nuovo tessuto): in questa fase si verificano l'angiogenesi, la deposizione di collagene, migliora l'aspetto delle linee sottili e delle rughe**
- **I trattamenti a base di anidride carbonica medica (CO2), contrastano i disturbi vascolari di diversa natura.**

L'anidride carbonica è un costituente naturale del nostro stesso essere. Non sono noti rischi associati alla Carbossiterapia.



Carboxy
Seconda generazione
Nessun tempo morto

Progettato e prodotto in modo indipendente

Carbossi di iniezione di CO2
Modello:X2



CARBOSSI ETNA

con gas riscaldato




Iniezione di anidride carbonica
Valvola CO2



Standard americano



Norma europea



Marchio leader

Nei primi tre trimestri del 2022 sono stati esportati 700 set di macchine carbossiliche e il numero totale di esportazioni ha superato 4.000,

CARBOSSI ETNA

con gas riscaldato

Physical dimension



Parametri dello strumento	
Area di destinazione:	Viso, Addome, Gambe, Braccia
Dimensione dello schermo:	Touchscreen a colori reali da 8 pollici
Potenza di ingresso:	50 W
Funzioni principali	cerchio nero sotto gli occhi rimozione, ringiovanimento della pelle, smagliature rimozione, rimozione della cellulite, ecc. 1: Valvola limitatrice di alta pressione; 2: Tubo di collegamento aspirazione; 3: Uscita
Accessori:	tubo di collegamento; 4: Pedale; 5: Tubo di prolunga per infusione; 6: filtri sterili da 0,22um; 7: Aghi per iniezione sterili 2 paia; 8: Fusibile 2 pezzi;
Consiglia	Ago da 30 g*1/2 o 27 g*1/2
Peso netto	5kg
Dimensioni dello strumento	40x30x32 cm (L*L*A)
Voltaggio	110/220 VCA

Sistema operativo



Operating mode

Questa versione dell'iniettore di bellezza X2 è stata sottoposta a una serie di aggiornamenti e aggiustamenti nel software e hardware, ed è aumentato e cambiato funzioni e utilizzo.

Aggiunte funzioni come "modalità 2kpa-8kpa", "output accelerazione" e "regolazione dei parametri della modalità intelligente". Realizza il multicanale regolabile e controllabile pressione atmosferica e parametri degli utenti intelligenti può essere regolato.



Manual & Programs working modes

Un nuovo pulsante di avvio (interruttore della valvola di aspirazione), un interno tubo della pressione dell'aria e una valvola di rilascio dell'aria aggiunto per migliorare la stabilità dell'aria in uscita pressione.

CO2 Injection Carboxy

CARBOSSI ETNA

con gas riscaldato

