

RF Aesthetique Warm 300 Viso e Corpo

NHC MEDICAL & BEAUTY SAS

C.da Frontino, 1/1 - 66011 Bucchianico
+39 3337673291 - +39 0236102100

nhcelettromedicali.com info@nhcelettromedicali.com

ARMONIA SHOP SRLS

Via G. Devitofrancesco 2/e - 70124 Bari
+39 3208272020 - +39 3488908675

armoniaishop.com info@armoniaishop.com

RF Aestétique Warm 300 Viso e Corpo

RF Aestétique Warm è l'innovativo dispositivo professionale per trattamenti viso e corpo indolore, pensato per combattere gli inestetismi della cellulite, adiposità localizzate.

Contrasta il rilassamento cutaneo del viso e del corpo, riduce le smagliature e le cicatrici dell'acne. appiana le rughe del viso e del décolletè.

GRANDI PRESTAZIONI

1

FACILE DA USARE

Ampio display touch screen, interfaccia software intuitiva, totale controllo della macchina da parte dell'operatore.

2

PERFORMANTE

Alte prestazioni grazie alla combinazione della tecnologia Monopolare per trattamenti intensivi corpo e Bipolare per trattamenti in superficie per viso e corpo.

3

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI

Protocolli di lavoro collaudati per un utilizzo efficiente e sicuro. Parametri personalizzabili per le diverse esigenze di trattamento.

4

COMFORT CLIENTE

Trattamento sottocutaneo indolore, non invasivo, senza effetti collaterali. Altamente tollerato grazie all'assenza di percezione di energie sulle cute e al piacevole tepore sviluppato durante l'applicazione.

5

MANEGGEVOLE

Grazie alle sue ridotte dimensioni risulta facilmente trasportabile.






Sviluppato da noi
Progettato per te

ACCESSORI

IN DOTAZIONE



- 1 Manipolo Corpo Attivo con 4 elettrodi Monopolare e Bipolare
- 1 Manipolo Viso Attivo Monopolare
- 1 Manipolo Viso Attivo Bipolare Speciale Rughe
- 2 Placche Corpo Attivo Bipolare Statico Automatico senza Operatore o in Movimento con Operatore
- 1 Piastra Acciaio Neutra per Monopolare
- 7 Elettrodi Intercambiabili
- 1 Carrello (optional)

NHC MEDICAL & BEAUTY SAS

C.da Frontino, 1/1 - 66011 Bucchianico
+39 3337673291 - +39 0236102100

nhcelettromedicali.com info@nhcelettromedicali.com

ARMONIA SHOP SRLS

Via G. Devitofrancesco 2/e - 70124 Bari
+39 3208272020 - +39 3488908675

armoniaishop.com info@armoniaishop.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA MASSIMA ASSORBITA	300 Watt
FREQUENZE DI LAVORO	470/1000 kHz (selezionabili)
MODALITÀ DI EMISSIONE	Monopolare/Bipolare
EMISSIONE	Continua, Pulsata, Atermia, Ipertermia
TIPOLOGIA DI EMISSIONE	Capacitiva / Resistiva, selezionabile via software
DIMENSIONI	18 (a) x 40 (l) x 40 (p) cm
PESO APPARECCHIATURA	9.5 Kg
DISPLAY	5.7" colour touch
ALIMENTAZIONE	100-230 V, 50/60 Hz

NHC MEDICAL & BEAUTY SAS

C.da Frontino, 1/1 - 66011 Bucchianico
+39 3337673291 - +39 0236102100

nhcelettromedicali.com info@nhcelettromedicali.com

ARMONIA SHOP SRLS

Via G. Devitofrancesco 2/e - 70124 Bari
+39 3208272020 - +39 3488908675

armoniashop.com info@armoniashop.com