

CARBOSSI ETNEA

con gas riscaldato

CO2 Injection Carboxy

- Occhiaie
- Riduzione della cellulite
- Riduzione del grasso localizzato e del peso
- Cicatrici da acne e lassità cutanea Riduzione delle rughe
- Etc...



Controllo preciso di
Volume di iniezione di CO2



Rafforzare il
metabolismo dei tessuti locali



Lavorazione asettica
Salute e sicurezza

Design moderno e interfaccia intelligente.

Facile da controllare.

Schermo tattile facile da usare.

Gas riscaldato e Trattamento indolore

Controllo preciso del volume di CO2 iniettato.

Interruttore a pedale facile e sicuro da usare.

Carbossi di iniezione di CO2
Modello:X2

NHC
Medical & Beauty

CO2

Carbossi

Seconda generazione



CARBOSSI ETNEA

con gas riscaldato

Carbossi di iniezione di CO2
Modello:X2

Vantaggi

Adatto a diverse parti del corpo



Prima

Dopo



Prima

Dopo



Principio di funzionamento

La Carbossiterapia consiste nell'introduzione intradermica o sottocutanea di anidride carbonica medica (CO2) ed è indicata per svariati campi di applicazione:

- **Dimagrire e ridurre la cellulite più velocemente che mai.**
- **Lassità cutanea, migliora l'elasticità della pelle**
- **Migliora la circolazione**
- **Gonfiore, Occhiaie**
- **Depositi adiposi localizzati**
- **Smagliature**
- **Ulcere**
- **Psoriasi**
- **Alopecia**

- **Proliferazione (crescita di nuovo tessuto): in questa fase si verificano l'angiogenesi, la deposizione di collagene, migliora l'aspetto delle linee sottili e delle rughe**
- **I trattamenti a base di anidride carbonica medica (CO2), contrastano i disturbi vascolari di diversa natura.**

L'anidride carbonica è un costituente naturale del nostro stesso essere. Non sono noti rischi associati alla Carbossiterapia.



Carboxy
Seconda generazione
Nessun tempo morto


Progettato e prodotto in modo indipendente

Carbossi di iniezione di CO2
Modello:X2



CARBOSSI ETNEA

con gas riscaldato



Iniezione di anidride carbonica
Valvola CO2



Standard americano



Norma europea

Altro 10%



Marchio leader

Nei primi tre trimestri del 2022 sono stati esportati 700 set di macchine carbossiliche e il numero totale di esportazioni ha superato 4.000,

CARBOSSI ETNEA

con gas riscaldato

Physical dimension

Parametri dello strumento	
Area di destinazione:	Viso, Addome, Gambe, Braccia
Dimensione dello schermo:	Touchscreen a colori reali da 8 pollici
Potenza di ingresso:	50 W
Funzioni principali	cerchio nero sotto gli occhi rimozione, ringiovanimento della pelle, smagliature rimozione, rimozione della cellulite, ecc. 1: Valvola limitatrice di alta pressione; 2: Tubo di collegamento aspirazione; 3: Uscita
Accessori:	tubo di collegamento; 4: Pedale; 5: Tubo di prolunga per infusione; 6: filtri sterili da 0,22um; 7: Aghi per iniezione sterili 2 paia; 8: Fusibile 2 pezzi;
Consiglia	Ago da 30 g*1/2 o 27 g*1/2
Peso netto	5kg
Dimensioni dello strumento	40x30x32 cm (L*L*A)
Voltaggio	110/220 VCA



Sistema operativo



Operating mode

Questa versione dell'iniettore di bellezza X2 è stata sottoposta a una serie di aggiornamenti e aggiustamenti nel software e hardware, ed è aumentato e cambiato funzioni e utilizzo.

Aggiunte funzioni come "modalità 2kpa-8kpa", "output accelerazione" e "regolazione dei parametri della modalità intelligente". Realizza il multicanale regolabile e controllabile pressione atmosferica e parametri degli utenti intelligenti può essere regolato.



Manual & Programs working modes

Un nuovo pulsante di avvio (interruttore della valvola di aspirazione), un interno tubo della pressione dell'aria e una valvola di rilascio dell'aria aggiunto per migliorare la stabilità dell'aria in uscita pressione.

CO2 Injection Carboxy

CARBOSSI ETNEA

con gas riscaldato

