

**scontata fino al 31/07/24, salvo esaurimento scorte - da 7.900**

**€ a soli**

**4.990€ + iva** [info@nhcelettromedicali.com](mailto:info@nhcelettromedicali.com) - +3902361021000

Carbossi di iniezione di CO2  
Modello:X2

**NHC**  
Medical & Beauty

# CO2 Injection Carboxy

- Occhiaie
- Riduzione della cellulite
- Riduzione del grasso localizzato e del peso
- Cicatrici da acne e lassità cutanea Riduzione delle rughe
- Etc...

## CARBOSSI ETNEA

**con gas riscaldato**

CO2

Carbossi  
Seconda generazione



Controllo preciso di  
Volume di iniezione di CO2



Rafforzare il  
metabolismo dei tessuti locali



Lavorazione asettica  
Salute e sicurezza

**Design moderno e interfaccia intelligente.**

**Facile da controllare.**

**Schermo tattile facile da usare.**

**Gas riscaldato e Trattamento indolore**

**Controllo preciso del volume di CO2 iniettato.**

**Interruttore a pedale facile e sicuro da usare.**



# CARBOSSI ETNEA

con gas riscaldato

Carbossi di iniezione di CO2  
Modello:X2

## Vantaggi

Adatto a diverse parti del corpo



Prima

Dopo



Prima

Dopo



## Principio di funzionamento

La Carbossiterapia consiste nell'introduzione intradermica o sottocutanea di anidride carbonica medica (CO2) ed è indicata per svariati campi di applicazione:

- **Dimagrire e ridurre la cellulite più velocemente che mai.**
- **Lassità cutanea, migliora l'elasticità della pelle**
- **Migliora la circolazione**
- **Gonfiore, Occhiaie**
- **Depositi adiposi localizzati**
- **Smagliature**
- **Ulcere**
- **Psoriasi**
- **Alopecia**

- **Proliferazione (crescita di nuovo tessuto): in questa fase si verificano l'angiogenesi, la deposizione di collagene, migliora l'aspetto delle linee sottili e delle rughe**
- **I trattamenti a base di anidride carbonica medica (CO2), contrastano i disturbi vascolari di diversa natura.**

**L'anidride carbonica è un costituente naturale del nostro stesso essere. Non sono noti rischi associati alla Carbossiterapia.**



# Carboxy

Seconda generazione

Nessun tempo morto

Progettato e prodotto in modo indipendente


Carbossi di iniezione di CO2  
Modello:X2



# CARBOSSI ETNEA

con gas riscaldato

Iniezione di anidride carbonica  
Valvola CO2



Nei primi tre trimestri del 2022 sono stati esportati 700 set di macchine carbossiliche e il numero totale di esportazioni ha superato 4.000,

# CARBOSSI ETNA

con gas riscaldato

Technical parameter

## Physical dimension



| Parametri dello strumento  |   |
|----------------------------|---|
| Area di destinazione:      | Viso, Addome, Gambe, Braccia  |
| Dimensione dello schermo:  | Touchscreen a colori reali da 8 pollici   |
| Potenza di ingresso:       | 50 W  |
| Funzioni principali        | cerchio nero sotto gli occhi rimozione, ringiovanimento della pelle, smagliature rimozione, rimozione della cellulite, ecc.<br>1: Valvola limitatrice di alta pressione; 2: Tubo di collegamento aspirazione; 3: Uscita |
| Accessori:                 | tubo di collegamento;<br>4: Pedale; 5: Tubo di prolunga per infusione; 6: filtri sterili da 0,22um;<br>7: Aghi per iniezione sterili 2 paia; 8: Fusibile 2 pezzi;   |
| Consiglia                  | Ago da 30 g*1/2 o 27 g*1/2  |
| Peso netto                 | 5kg   |
| Dimensioni dello strumento | 40x30x32 cm (L*L*A)   |
| Voltaggio                  | 110/220 VCA   |

## Sistema operativo



### Operating mode

Questa versione dell'iniettore di bellezza X2 è stata sottoposta a una serie di aggiornamenti e aggiustamenti nel software e hardware, ed è aumentato e cambiato funzioni e utilizzo.

Aggiunte funzioni come "modalità 2kpa-8kpa", "output accelerazione" e "regolazione dei parametri della modalità intelligente". Realizza il multicanale regolabile e controllabile pressione atmosferica e parametri degli utenti intelligenti può essere regolato.



### Manual & Programs working modes

Un nuovo pulsante di avvio (interruttore della valvola di aspirazione), un interno tubo della pressione dell'aria e una valvola di rilascio dell'aria aggiunto per migliorare la stabilità dell'aria in uscita pressione.

# CO2 Injection Carboxy

## CARBOSSI ETNEA

con gas riscaldato

